


VERSION DIELINE SLEEVE MATÉRIEL BLANC MAT AVEC FOND DE COULEUR FONCÉE

IMPORTANT



NOTE :
LE CODE À BARRE (UPC)
DOIT ÊTRE PLACÉ
À LA VERTICALE
DANS LE FICHIER.

*** LORSQUE QU'ON IMPRIME UNE SLEEVE SUR MATÉRIEL BLANC ET QU'IL Y A UN FOND DE COULEUR FONCÉE QUI EMPÊCHERAIT DE VOIR
LE EYEMARK, ON DOIT FAIRE LE EYEMARK EN RENVERSÉ (BLANC) ET LE REMONTER AFIN DE PERMETTRE L'INSERTION D'UNE PLAQUE
DE JOINT (LE JOINT ÉTANT UNE COULEUR SUPPLÉMENTAIRE).

POUR CETTE BOUTEILLE L'AJOUT D'UN DÉGRADÉ DANS LE HAUT DE LA SLEEVE EST NÉCESSAIRE.



20-JL-23
NOUVEAU POSITIONNEMENT
DES PANNEAUX
SHRINK SLEEVE BIOSPECTRA
NOUVELLE BOUTEILLE
SAVON MAINS 250ML@300ML
(MATÉRIEL BLANC "MAT")
FOND DE COULEUR FONCÉE AVEC AJOUT
DU DÉGRADÉ DANS LE HAUT

Pantone 388C Pantone 2075C PANTONE 355 PANTONE 2567 black

PROJET : LL-300mL-14055-08 packaging ATTITUDE • CLIENT : Bio Spectra • VERSION : 14 septembre 2023
FORMAT : 295ml • PRODUIT : Savon à mains moussant naturel • FRAGRANCE : Poire • CUP : 6 26232 14055 2 DESIGNER : CDS