


VERSION DIELINE SLEEVE MATÉRIEL BLANC MAT AVEC FOND DE COULEUR FONCÉE

IMPORTANT



NOTE :
LE CODE À BARRE (UPC)
DOIT ÊTRE PLACÉ
À LA VERTICALE
DANS LE FICHIER.

***** LORSQUE QU'ON IMPRIME UNE SLEEVE SUR MATÉRIEL BLANC ET QU'IL Y A UN FOND DE COULEUR FONCÉE QUI EMPÊCHERAIT DE VOIR LE EYEMARK, ON DOIT FAIRE LE EYEMARK EN RENVERSÉ (BLANC) ET LE REMONTER AFIN DE PERMETTRE L'INSERTION D'UNE PLAQUE DE JOINT (LE JOINT ÉTANT UNE COULEUR SUPPLÉMENTAIRE).**

POUR CETTE BOUTEILLE L'AJOUT D'UN DÉGRADÉ DANS LE HAUT DE LA SLEEVE EST NÉCESSAIRE.



20-JL-23
**NOUVEAU POSITIONNEMENT
DES PANNEAUX**
SHRINK SLEEVE BIOSPECTRA
NOUVELLE BOUTEILLE
SAVON MAINS 250ML@300ML
(MATÉRIEL BLANC "MAT")
**FOND DE COULEUR FONCÉE AVEC AJOUT
DU DÉGRADÉ DANS LE HAUT**



PROJET : BL-300mL-16632-07 packaging ATTITUDE • **CLIENT :** Bio Spectra • **VERSION :** 14 septembre 2023
FORMAT : 295ml • **PRODUIT :** Hair and body foaming wash • **FRAGRANCE :** Poire • **CUP :** 6 26232 16632 3 **DESIGNER :** CDS